




Problemàtica i objectius del treball



Metodologia i Activitats



Resultats del projecte en curs



Amb una metodologia basada en una solució salina saturada s'han aconseguit dipòsits entre el 3,4 i 18,9 mg/cm²

FILTRE BIOACTIU
El test de Respirabilitat del filtre Salí indica una pressió diferencial inferior a 60 Pa/cm² segons normativa UNE-EN 14683:2019
Estam a l'espera dels resultats de virucitat!!

Dissenys de Fabricació 3D

S'estima que l'ús de mascaretes de fabricació 3D permetria una optimització de fins a 5 vegades el material EPI homologat disponible.

Per exemple: cada mascareta homologada es podria aconseguir fins a 5 mascaretes addicionals.

